

КОПІЯ



УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 12190/2012

Медичний виріб

Лінзи контактні м'які

згідно класифікації виробів, типів, видів, марок та товарних знаків

На

клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер згідно з каталогом

Виробник

**CooperVision Manufacturing Ltd. (also trading as Aspect Vision Care,
Hydron, CL Tinters and Ocular Sciences)**

Southpoint, Hamble Southampton, SO31 4 RF, United Kingdom;

CooperVision, Inc. (also trading as Ocular Sciences)

711 North Road Scottsville, New York 14546, USA;

CooperVision Caribbean Corporation

500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park Juana Diaz PR 00795, USA

найменування країни-виробника, місцевості/засоби виробництва

що відповідає реєстраційним матеріалам, згідно з наказом Державної служби
України з лікарських засобів від 14.12.2012 р. № 1050 внесений до Державного реєстру
медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволений для застосування на
території України.

Строк дії свідоцтва **необмежений**

Перший заступник Голови

МП



І.Б. Демченко

MD


№ 041529

місто Київ -

-ю, Україна.

« 12 » 09 2014 року я, Немм О.В.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.

5713



Додаток № 1
до Свідоцтва

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 12190/2012 від 14.12.2012
Лінзи контактні м'які виробництва CooperVision Manufacturing Ltd.
(also trading as Aspect Vision Care, Hydron, CL Tinters and Ocular Sciences) (U.K.);
CooperVision, Inc.(also trading as Ocular Sciences) (USA); CooperVision Caribbean (USA)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу англійською мовою	Назва модифікації медичного виробу українською мовою
1.	Biomedics 1-Day Extra soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,2 mm. Base curve: from 6,5 to 10,8 mm. Sphere powers: from +20,00D to -20,00D (0,25 step; 0,50 step above +5,00/-10,00)	Лінза м'яка контактна Biomedics 1-Day Extra. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна від 6,5 до 10,8 мм. Діоптрії: від +20,00Д до -20,00 Д (крок 0,25, понад +5,00/-10,00 крок 0,50)
2.	Lunelle soft contact lens. Material: PMMA/PVP. Diameter: 13,0; 14,0 mm. Base curve: (-)7,7; (+/-)8,0; 8,3; 8,6; 8,9; 9,2 mm. Sphere powers: from +20,00D to -20,00D (0,25 step; 0,50 step above +5,00/-10,00)	Лінза м'яка контактна Lunelle. Матеріал: PMMA/PVP. Діаметр: 13,0 мм, 14,0 мм. Базова кривизна: (-)7,7; (+/-)8,0мм; 8,3; 8,6; 8,9; 9,2 мм. Діоптрії: від +20,00 Д до -20,00 Д (крок 0,25, понад +5,00/-10,00 крок 0,50)
3.	Biomedics 55 Evolution soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6mm, 8,8 mm, 8,9 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics 55 Evolution. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм, 8,9мм. Діоптрії: від +8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
4.	Biomedics 55 soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6mm, 8,8 mm, 8,9 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics 55. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм, 8,9мм. Діоптрії: від +8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
5.	Biomedics 1 Day soft contact lens. Material: ocufilecon B. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics 1 Day. Матеріал: ocufilecon B. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від +8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
6.	Softview 1 Day soft contact lens. Material: ocufilecon B. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Softview 1 Day. Матеріал: ocufilecon B. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від +8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
7.	Biomedics Toric soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,5 mm. Base curve: 8,7 mm. Cyl.: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75. Ax: 10° to 180°. Sphere powers: +6,00 D to -9,00 D (0,25 step, 0,50 steps above - 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics Toric. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр: 14,5 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Циліндр: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75. Ось: від 10° до 180°. Діоптрії: від +6,00 Д до -9,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
8.	Softview Toric soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,5 mm. Base curve: 8,7 mm. Cyl.: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75. Ax: 10° to 180°. Sphere powers: +6,00 D to -9,00 D (0,25 step, 0,50 steps above - 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Softview Toric. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр: 14,5 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Циліндр: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75. Ось: від 10° до 180°. Діоптрії: від +6,00 Д до -9,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
9.	Biomedics Colors Premium soft contact lens. Material: methafilecon A. Diameter: 14,4 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +4,00 D to -6,00 D (0,5 step,).	Лінза м'яка контактна Biomedics Colors Premium. Матеріал: methafilecon A. Діаметр: 14,4 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від +4,00 Д до -6,00 Д (крок 0,50)
10.	Edge III Biomedics 38 (Biomedics 38) soft contact lens. Material: polymacon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: -0,25 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above - 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Edge III Biomedics 38 (Biomedics 38). Матеріал: polymacon. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від -0,25 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад - 6,00 Д крок 0,50)

Перший заступник Голови
Держлікслужби України

MD

МП




І.Б. Демченко

№041424

1

micro tu

-ів, Україна.
« 12 » 09 2014 року я, Немм О.В.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших недіагональних виявлено.
Зареєстровано в державному реєстрі
свідомості нотаріусів України
Бригада № 5114



Додаток № 1
до Свідчення

ДОДАТОК

до Свідчення про державну реєстрацію № 12190/2012 від 14.12.2012

Лінзи контактні м'які виробництва CooperVision Manufacturing Ltd.

(also trading as Aspect Vision Care, Hydron, CL Tinters and Ocular Sciences) (U.K.);

CooperVision, Inc.(also trading as Ocular Sciences) (USA); CooperVision Caribbean (USA)

11.	Softview 38 soft contact lens. Material: polυμαcon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: -0,5 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above -6,00 D).	Лінза м'яка контактна Softview 38. Матеріал: полυμαкон. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від -0,5 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад -6,00 Д крок 0,50)
12.	Biomedics 73 UV soft contact lens. Material: surfilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6mm, 8,8 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics 73 UV. Матеріал: surfilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм. Діоптрії: від +8,00Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
13.	Biomedics 73 Multifocal soft contact lens. Material: surfilcon A. Diameter: 14,2 mm., 14,4 mm. Base curve: 8,4 mm, 8,6mm, 8,9 mm. Sphere powers: +8,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics 73 Multifocal. Матеріал: surfilcon A. Діаметр: 14,2 мм, 14,4 мм. Базова кривизна: 8,4 мм, 8,6 мм, 8,9 мм. Діоптрії: від +8,00Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
14.	Rythmic UV soft contact lens. Material: surfilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6mm. Sphere powers: +8,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Rythmic UV. Матеріал: surfilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від +8,00Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
15.	Rythmic UV Multifocal soft contact lens. Material: surfilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6mm. Sphere powers: +8,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Rythmic UV Multifocal. Матеріал: surfilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від +8,00Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
16.	Edge III 55 FW soft contact lens. Material: ocufilecon D. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6 mm, 8,8 mm. Sphere powers: +8,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Edge III 55 FW. Матеріал: ocufilecon D. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм. Діоптрії: від +8,00Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
17.	Edge III Versa-Scribe soft contact lens. Material: polυμαcon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,3 mm, 8,6 mm, 8,9 mm. Sphere powers: -0,25 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above -6,00 D).	Лінза м'яка контактна Edge III Versa-Scribe. Матеріал: полυμαкон. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,3 мм, 8,6 мм, 8,9 мм. Діоптрії: від -0,25 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад -6,00 Д крок 0,50)
18.	UltraFlex FW Agua Tinted soft contact lens. Material: polυμαcon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: 0,00 D to -6,00 D (0,25 step)	Лінза м'яка контактна UltraFlex FW Agua Tinted. Матеріал: полυμαкон. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від 0,00 Д до -6,00 Д (крок 0,25).
19.	UltraFlex FW Blue Tinted soft contact lens. Material: polυμαcon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: 0,00 D to -6,00 D (0,25 step)	Лінза м'яка контактна UltraFlex FW Blue Tinted. Матеріал: полυμαкон. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від 0,00 Д до -6,00 Д (крок 0,25)
20.	UltraFlex FW Green Tinted soft contact lens. Material: polυμαcon. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: 0,00 D to -6,00 D (0,25 step)	Лінза м'яка контактна UltraFlex FW Green Tinted. Матеріал: полυμαкон. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від 0,00 Д до -6,00 Д (крок 0,25)
21.	UltraFlex Next soft contact lens. Material: methafilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,5 mm, 8,6 mm. Sphere powers: 0,00 D to -6,00 D (0,25 step)	Лінза м'яка контактна UltraFlex Next. Матеріал: methafilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,5 мм, 8,6 мм. Діоптрії: від 0,00 Д до -6,00 Д (крок 0,25)
22.	Biomedics XC soft contact lens. Material: omafilecon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,5 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics XC. Матеріал: omafilecon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,5 мм. Діоптрії: від +8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)

Перший заступник Голови
Держлікслужби України

MD

МП



І.Б. Демченко

№ 041425

2

м.с. 08.12.2012

-їв, Україна.

« 12 » 09 2014 року я, Немм О.В.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підписок, ділосок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Статус нотаріуса встановлено.

5716



Додаток № 1
до Свідоцтва

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 12190/2012 від 14.12.2012

Лінзи контактні м'які виробництва CooperVision Manufacturing Ltd.

(also trading as Aspect Vision Care, Hydron, CL Tinters and Ocular Sciences) (U.K.);

CooperVision, Inc.(also trading as Ocular Sciences) (USA); CooperVision Caribbean (USA)

23.	Biomedics EP soft contact lens. Material : omafilcon A. Diameter: 14,4 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biomedics EP. Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,4 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від + 8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
24.	Biofinity soft contact lens. Material: comfilcon A. Diameter: 14,0 mm. Base curve: 8,6 mm, 8,8 mm. Sphere powers: +8,00 D to -12,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Biofinity. Матеріал: comfilcon A. Діаметр: 14,0 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм. Діоптрії: від + 8,00 Д до -12,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
25.	Proclear (Proclear Sphere) soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: +10,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Proclear (Proclear Sphere). Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від + 10,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
26.	Proclear 1 Day soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +10,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Proclear 1 Day. Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від + 10,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
27.	Proclear EP (Proclear EP Early Presbyopic) soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,4 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +4,00 D to -6,00 D (0,25 step).	Лінза м'яка контактна Proclear EP (Proclear EP Early Presbyopic). Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,4 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від + 4,00 Д до -6,00 Д (крок 0,25)
28.	Proclear Toric soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,4 mm. Base curve: 8,4 mm, 8,8 mm. Sphere powers: +6,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Proclear Toric. Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,4 мм. Базова кривизна: 8,4 мм, 8,8 мм. Діоптрії: від + 6,00 Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
29.	Proclear Multifocal soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,4 mm. Base curve: 8,7 mm. Sphere powers: +6,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Proclear Multifocal. Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,4 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Діоптрії: від + 6,00 Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
30.	Softview 55 UV soft contact lens. Material: ocuifilcon D. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6 mm, 8,8 mm, 8,9 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Softview 55 UV. Матеріал: ocuifilcon D. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм, 8,9 мм. Діоптрії: від + 8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
31.	Frequency 58 UV soft contact lens. Material: methafilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6 mm, 8,8 mm, 8,9 mm. Sphere powers: +8,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Frequency 58 UV. Матеріал: methafilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм, 8,8 мм, 8,9 мм. Діоптрії: від + 8,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
32.	Avaira soft contact lens. Material: enfilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,5 mm. Sphere powers: -0,25 D to -6,00 D (0,25 step).	Лінза м'яка контактна Avaira. Матеріал: enfilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,5 мм. Діоптрії: від -0,25 Д до -6,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
33.	Proclear compatibles soft contact lens. Material: omafilcon A. Diameter: 14,2 mm. Base curve: 8,6 mm. Sphere powers: +10,00 D to -10,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,00 D).	Лінза м'яка контактна Proclear compatibles. Матеріал: omafilcon A. Діаметр: 14,2 мм. Базова кривизна: 8,6 мм. Діоптрії: від + 10,00 Д до -10,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)
34.	Biofiniti Toric soft contact lens. Material: comfilcon A. Diameter: 14,5 mm. Base curve: 8,7 mm. Cyl.: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25. Ax: 10° to 180° (in 10° step). Sphere powers: +6,00 D to -8,00 D (0,25 step, 0,50 steps above +/- 6,50 D).	Лінза м'яка контактна Biofiniti Toric. Матеріал: comfilcon A. Діаметр: 14,5 мм. Базова кривизна: 8,7 мм. Циліндр: -0,75, -1,25, -1,75, -2,25. Ось: від 10° до 180° (з кроком 10°). Діоптрії: від + 6,00 Д до -8,00 Д (крок 0,25, понад +/- 6,00 Д крок 0,50)

Перший заступник Голови
Держлікслужби України

MD

МП

І.Б. Демченко

№0 41426

3

м.с.т. Дем

-іс, Україна.
« 12 » 09 2014 року я, Нейм О.В.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 5418
Свідомості видачі за № 5418
Приватний нотаріус

